



चरण ४ – पठाउनु


1. सहभागी विवरण फारम भर्नुहोस् ।



2. आफ्नो नाम र ठेगाना भुक्तान गरिसकेको फिर्ता खामको पछाडि तर्फ लेख्नुहोस् र अगाडि हस्ताक्षर गर्नुहोस् ।



3. सहभागी विवरण फारम र दुईवटा नमूना ट्यूबहरूलाई (सिल्वन्दी गरिएको जिपलक भोलामा) भुक्तान गरिसकेको फिर्ता खाममा सिल्वन्दी गरिदिनुहोस् ।



4. खामलाई २४ घण्टा भित्र हुलाक कार्यालयमा पुर्‍याउनुहोस्, वा अष्ट्रेलिया पोष्ट मेल बक्समा ढिलोमा दिउँसोको (६ बजे भित्र) मा पठाउनुहोस् ।



नमूनालाई चिसो राख्नु पर्दछ, त्यसैले त्यसलाई तातो ठाउँ जस्तै गाडीमा नछोड्नुहोस् ।

? प्रश्नहरू

यदि तपाईंसँग कसरी परीक्षण गर्ने बारेमा प्रश्न छ भने परीक्षण महतलाईन १८०० ९३० ९९८ मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ (सोमवार देखि शुक्रवार विहान ७:३० - रातीको १० बजे AEST/AEDT/ शनिवार देखि आइतबार विहान ९ - रातीको ७ बजे AEST/AEDT) वा www.cancerscreening.gov.au/bowel मा छोटो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ ।

अनुवादहरू

आफ्नो भाषामा जानकारी चाहिएमा www.cancerscreening.gov.au/translations वा १३ १४ ५० मा अनुवादन तथा दोभाषिक सेवामा फोन गर्न सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको नतिजा

तपाईंको नजिता तपाईंले पठाउनु भएको नमूनाहरूको केहि हप्तापछि तपाईं र तपाईंको चिकित्सककोमा (यदि मनोनित गर्नुभएको छ भने) पठाइन्छ ।

प्याथोलोजी सेवाहरू



प्रायोजक



34 WOODFIELD BOULEVARD CARINGBAH NSW 2229

निर्माता



www.cancerscreening.gov.au



Australian Government NATIONAL BOWELCANCER SCREENING PROGRAM

घरमा परीक्षण गर्ने सामाग्री निर्देशनहरू

४ सजिलो तरिकाहरू जसले तपाईंको जीवन बचाउँन मद्दत गर्दछ ।


परीक्षण सामाग्रीको लागि महतलाईन १८०० ९३० ९९८ www.cancerscreening.gov.au

निर्देशनहरू


तपाईंको सामग्री भित्र निम्न चिजहरू समावेश छन्



२ x शौचालय लाइनरहरू



२ x संकलन ट्यूबहरू



१ x जिपलक भोला (फसनर भएको भोला)



१ x फिर्ता पठाउनको लागि भुक्तानी गरिसकेको खाम

शुरु गर्नु भन्दा पहिले

जान्नु पर्ने कुराहरू

- ✓ तपाईंले आफ्नो खाना वा औषधीमा कुनै पनि परिवर्तन गरिरहन आवश्यक पर्दैन ।
- ✓ तपाईंले दुई सानो (थोरै) नमूनाहरू दुई फरक समयको दिसाको संकलन गर्न आवश्यक पर्दछ - प्रत्येक दिसाको एक एक छुट्टै नमूना । तपाईंले आफ्नो दुई नमूनाहरू जति सक्दो नजिकको समयमा संकलन गर्नु पर्दछ ।
- ✓ जबसम्म तपाईंले आफ्नो संकलित नमूनाहरू पठाउनु हुदैन तबसम्म यसलाई २०°C देखि ८०°C मा भण्डार गर्नु पर्दछ (खासगरेर फ्रिजमा तर जम्न नदिनुहोस्) ।



यदि तपाईंलाई निम्न अवस्थाहरूमा हुनुहुन्छ भने परीक्षण नगर्नुहोस् :

- ✗ अल्काइ (मलद्वारको नसामा हुने घाउ) छ र रगत बगिरहेको छ भनेतपाईं चिकित्सकलाई देखाउनुहोस् ।
- ✗ यदि शौचालयको कचौरामा वा दिसा-पिसाबमा रगत आउछ भने चिकित्सकलाई देखाउनुहोस् ।
- ✗ तपाईंको महिनावारी भएको अवधि । महिनावारी भएको कम्तिमा तीन दिनसम्म परीक्षण गर्न पर्खिनुहोस् ।

चरण १ – तयारी

1. तपाईंको ट्यूब लेबलमा कुनै मध्ये एकमा निम्न चिजहरू लेख्नुहोस्

- पूरा नाम [N] मा
- जन्म मिति [A] मा
- तपाईंले नमूना लिएको मिति नमूना [D] मा



2. नमूना संकलन गर्नु पहिले आफ्नो मूत्राशय खालि गर्नुहोस् (पिसाब गर्नुहोस्) र शौचालय सफा गर्नुहोस् ।

3. शौचालय कचौरामा पानी राखि त्यसमाथि शौचालय लाईनर राख्नुहोस् ।

लेखेको पट्टी माथितर फर्केको हुनु पर्दछ ।


4. यदि शौचालयमा लाईनर डुब्छ भने पनि, यो नमूना लिनको लागि अझै पनि ठीक छ, वा नयाँ सामग्रीको लागि माग गर्न सक्नुहुन्छ ।

चरण २ – संकलन

1. शौचालय लाईनर माथि दिसा गर्नुहोस् ।




2. संकलन ट्यूबलाई खोल्नुको लागि त्यसको हरियो बिकोलाई धुमाउनुहोस् ।




3. दिसाको विभिन्न सतहमा लट्टिको छेउले चलाउनुहोस् ।

नमूना सानो हुनु आवश्यक छ - चामलको दाना भन्दा सानो ।



4. लट्टिलाई पुनः संकलन ट्यूबमा राख्नुहोस् र बिको बन्द गर्नुहोस् ।

ट्यूबलाई तल माथि बारम्बार हल्लाउनुहोस् । लट्टिलाई फेरि ननिकाल्नुहोस् ।




5. शौचालय लाईनर र दिसालाई सफा गर्नुहोस् । आफ्नो हात धुनुहोस् ।



चरण ३ – भण्डारण र दोहोराउनु

1. ट्यूबलाई जिपलक भोलामा राख्नुहोस् ।
2. नमूनालाई फ्रिजमा राख्नुहोस् (जम्न नदिनुहोस्) ।



3. दोश्रो संकलनको लागि ट्यूबको साथमा चरण १ - ३ दोहोराउनुहोस् जब तपाईं अर्को दिसा गर्नुहुन्छ (एकै दिनमा, अर्को दिन वा जति सक्दो चाँडै) ।



चरण ४ को लागि यसलाई पठाउनुहोस् ।

“परीक्षण अलिक चाखलाग्दो नलाग्नु सक्छ, तर यो सफा र सजिलो छ र तपाईंको जीवन बचाउन सक्छ । यसमा खालि शौचालयमा दुई पटक जानु पर्दछ, त्यसपछि नमूनालाई पठाउनुपर्दछ र सकिन्छ ।”